

あらゆる顕微鏡を、蛍光観察対応に。

ULFAS キャンペーン

スマートフォン観察セット

キャンペーン期限：7/30 ~ 9/30 (受注分まで)

期間
限定

NEW!


お手持ちの顕微鏡で 蛍光観察・スマホ撮影

スマートフォン観察セットで
すぐに観察・撮影が可能!

専用アダプターで
iPhoneに簡単装着。
観察結果をその場で
記録・共有できます。



顕微鏡の
接眼部に装着する
だけで、蛍光観察が
可能に!



通常価格

473,000円
(税別)

キャンペーン価格

298,000円
(税別)

バンドパスセット (RB-GO)

318,000円
(税別)

選べる3つの観察セット

GFP観察セット ULFAS-CP-RB



ULFAS-LH-RB, ULFAS-OT,
ULFAS-PAC

ULFAS-IFA-IP-RB

励起波長: 440-480 nm / 蛍光波長: 500 nm LP
対応蛍光体: GFP, EGFP, Fluorescein など

RFP観察セット ULFAS-CP-GR



ULFAS-LH-GR, ULFAS-OT,
ULFAS-PAC

ULFAS-IFA-IP-GR

励起波長: 510-540 nm / 蛍光波長: 600 nm LP
対応蛍光体: RFP, mCherry, DsRed, dTomato など

バンドパスセット ULFAS-CP-RB-GO



ULFAS-LH-RB, ULFAS-OT,
ULFAS-PAC

ULFAS-IFA-IP-RB-GO

励起波長: 440-480 nm / 蛍光波長: 500-560 nm BP
対応蛍光体: GFP, EGFP, Fluorescein など

GFPとRFPの両方を観察したい方へ!

GFP観察セット (ULFAS-RB + ULFAS-IFA-IP-RB)
に下記オプションを追加することで、RFP観察にも
対応できます。



ULFAS-LH-GR
蛍光観察用光源 (Green)
税別110,000円



ULFAS-IFA-GR
RFP用のiPhone用
ULFASフィルター
アダプター (Green)
税別128,000円

詳細はこちら



ULFAS製品ページ

※キャンペーン期間中のデモは2日間までとさせていただきます。